

Primeiro uso de Balanças da Série AD

Instalação

- Retirar a balança da embalagem. Checar se todos os itens estão na embalagem: Balança, fonte de alimentação bivolt, prato, manual e protetor circular (se aplicável) e instalar em superfície estável.
- Remover a trava de segurança que fica na parte inferior. Não aplicável para balanças AD acima de 10 kg.
- Guardar a trava de segurança na parte traseira no orifício apropriado. Ela será necessária para eventuais transportes.
- Encaixar corretamente o prato.
- Nivelar pelos pés niveladores até centralizar a bolha de nível.
- Conectar a fonte de alimentação primeiramente na balança e depois à tomada. **ATENÇÃO: NUNCA INVERTER ESSA ORDEM.**
- O equipamento entrará em modo *Standby* (STDBY).
- Aguardar 30 minutos para pré-aquecimento.
- Após o pré-aquecimento, o equipamento estará apto para o uso.

Conhecendo as teclas

L/D – Liga e Desliga ou Sai de uma função quando o botão CNL é usado para outra finalidade.

T – Tara: Ao ser pressionada permite zerar a balança. Sua segunda função seria Enter com objetivo de confirmar alguma informação a ser registrada.

CNT/F2 – Navega entre a função de pesagem simples e outras funções específicas ou Diminui valores de ajustes ou Acessa outras funções no menu de programação.

BAL/F1 – Aumenta valores de ajustes ou Altera os itens no menu de programação ou Acessa os valores de referência quando estiver em modo contagem ou porcentagem.

CNL – Envio de dados para a saída serial ou Sair de uma determinada função sem salvar as alterações feitas ou Muda a posição do dígito de ajuste em reconfigurações.

Utilização

- Pressionar o botão L/D para ligar.
- O display apresentará a versão atual e em seguida carregará a função de pesagem simples (exceto para balanças com funções especiais).
- Se necessário, pressionar o botão T para tarar.
- A partir deste momento podem-se iniciar as pesagens.
- O indicador de estabilidade é o * do lado esquerdo do display. Quando instável ele estará no display. Quando ele apaga, indica que a balança estabilizou.

Recomendações

É recomendado que retire o prato da balança quando esta for transportada.

Sempre utilizar capa de proteção de PVC para evitar danos ao equipamento e aumentar sua vida útil.

Nunca desligar a balança direto pela fonte, sempre usar o botão L/D.