

# Balança AD500FS

**marTE**  
científica

Para farmácia de manipulação



capacidade de 510g  
precisão de 0,001g

Impressora  
Térmica

- **pesagem simples,**
- **contagem de peças,**
- **porcentagem absoluta,**
- **porcentagem relativa,**
- **cálculo estatístico,**
- **farmacopéia brasileira e americana.**

Balança eletrônica com capacidade de 510g, precisão de 0,001g, desenvolvida para farmácias de manipulação, contendo funções estatísticas baseadas nas normas reguladoras deste segmento, tais como as farmacopéias brasileira (utilizada conforme farmacopéia brasileira edição 5) e americana.

Possui microprocessador, tara subtrativa em toda a escala e protetor circular de vento metálico.

Display digital de cristal líquido (LCD) com 8 dígitos de 7 segmentos que facilita a leitura pelo usuário e indicador de estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada.

É possível a inserção de identidade da balança, composta por 6 caracteres numéricos, onde o display mostrará a identidade atual registrada.

Balança ajustável ao ambiente de trabalho com dois níveis de velocidade de leitura. Unidades de pesagem disponíveis: g, kg e ct.

Possui comunicação com Excel, Hiperterminal e Bloco de Notas através da saída serial RS232. Modelo aprovado pelo Inmetro conforme portaria INMETRO/DIMEL nº 0008, de 05 de janeiro de 2012.