

BANHO MARIA DIGITAL

marTE
científica

// GABINETE

- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Tratamento anticorrosivo;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada;
- Pés de borracha;
- Porta fusível de segurança;
- Entrada e saída de água - dreno.

// CUBA INTERNA

- Aço inox AISI 304;
- Estampado e polido (sem emendas ou soldas);
- Grade interna em aço inox para proteção da resistência.

// SISTEMA DE AQUECIMENTO

- Painel com indicações de função;
- Chave liga/desliga;
- Teclado softtouch;
- Sistema PID.

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE TRABALHO		Ambiente +5°C até 100°C (outras sob consulta)			
CONTROLE DE TEMPERATURA		Controlador digital microprocessado com sistema PID, autotuning e duplo display de 4 dígitos			
PRECISÃO	+/- 1,5 °C	RESOLUÇÃO	0,1 °C	HOMOGENEIDADE	+/- 1,0 °C

// INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	SSD 5L	SSD 10L	SSD 15L	SSD 20L	SSD 30L
CAPACIDADE	5 LITROS	10 LITROS	15 LITROS	20 LITROS	30 LITROS



// ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Tampa pingadeira ou lisa em aço inox (à definir);
- Suporte para proteção da resistência;
- Fusível de proteção.