

DESTILADOR DE ÁGUA PILSEN

10 Litros



- Ideal para laboratórios que necessitam de água com elevada pureza e com baixo teor de sais.
- Destilador do tipo pilsen totalmente fabricado em aço inox AISI 304 polido, inclusive a tampa.
- Desliga automaticamente em caso de falta d'água através do pressostato.
- O aquecimento é feito através de resistência tubular blindada em aço inox.
- Caixa de controle com chave liga/desliga e lâmpada-piloto.
- Fácil instalação (não requer técnico especializado).
- Termostato de controle para maior segurança evitando o super aquecimento.
- Acompanha: suporte de fixação em parede, mangueiras e manual em língua portuguesa.

Outras capacidades: **2L** **5L**

DADOS TÉCNICOS

Voltagem (V)	220
Vazão do destilado (l/h)	10,0
Vazão do descarte (l)	70 p/ litro destilado
Potência consumida (W)	7000
Dimensões externas CxLxA (mm)	400x270x900mm (CxLxA)
Peso (kg)	6