


# PROCESSADOR ESTATÍSTICO

**marTE**  
científica

**MF-1**



- Titulação (unidades têxteis)
- Estatística
- Formulação de tintas
- Pesagem de animais vivos
- Densidade
- Conversor automático de unidades
- Função Farmacopeia brasileira (atualizada conforme 5ª ed.) e americana incluídas no seu banco de dados.
- Conecta a balança no computador

Processador estatístico multifuncional, ideal para ser acoplado em balanças desde que tenham saída serial RS232.

O MF-1 foi desenvolvido para complementar funções das balanças tais como titulação (unidades têxteis), estatística, formulação de tintas, pesagem de animais vivos, densidade, conversor automático de unidades e tem também a função farmacopéia brasileira (atualizada conforme 5ª ed.) e americana incluídas no seu banco de dados.

Além de todas essas funções ele pode ser utilizado para ligar a balança no computador.

O processador estatístico MF-1, tem disponíveis as unidades: g, kg, ct, lb, oz, ozt, dwt, gr e usr no modo de pesagem normal e no modo de titulação : g/m<sup>2</sup>, ktex, tex, dtex, nd, nm, ne(yd), ne(m).