

MEDIDOR DE UMIDADE

SÉRIE ID

marTE
científica



Imagem do ID-50

ID - 50

Carga máxima **51g**
Sensibilidade **0,001g**
Faixa de umidade **0 a 100%**
Sensibilidade **0,01%**

ID - 200

Carga máxima **210g**
Sensibilidade **0,01g**
Faixa de umidade **0 a 100%**
Sensibilidade **0,1%**

Temperatura de **50 a 180 °C**

Medidor de umidade com fonte de calor infravermelho produzido por resistência encapsulada em quartzo e display LCD matriz de pontos iluminados.

Apresenta resultado de secagem em:

- sólido/total
- líquido/total
- líquido/sólido

Conta com três programas de secagem:

- **Normal:** a amostra é seca num determinado período a uma temperatura determinada.
- **Automático:** a amostra é seca até que não haja mais variação de peso.
- **Multi:** a amostra é seca utilizando até 3 períodos diferentes de temperatura e tempo.

O equipamento também possui diversas funções que o tornam uma importante ferramenta no laboratório. Essas funções são: percentagem absoluta ou relativa e estatística.

Interface de comunicação serial RS232C programável.

Acompanha: 50 unidades de pratos de alumínio e manual de instruções em língua portuguesa.