

DETERMINADOR DE PONTO DE FUSÃO III

marTE
científica



- Verifica o ponto de fusão três amostra de uma só vez.
- 2 aquecedores elétricos separados, um para baixas temperaturas (até 125° C) outro para temperaturas elevadas (até de 300° C), com controle eletrônico de temperatura.
- O termômetro e os tubos capilares com as amostras ficam no mesmo plano de visualização.
- Iluminação e ampliador da imagem (descartável) também facilitam a visualização.
- Fornecido com termômetro digital até 300° C e um pacote com cem tubos capilares de fusão.
- Disponível com alimentação em 110v ou 220v