

<b>Dados Cadastrais:</b>				<b>O.S:021239</b>	<b>Data: 14/08/2024</b>
Cliente:	DOREMUS ALIMENTOS LTDA			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	AMOSTRA CARNEOS PED
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ/CPF:	54.289.830/0001-00

**Especificações do Equipamento:**

Fabricante	MARTE	Capac. 1:	340,000 g	d1:	0,001 g
Modelo	AD330	Capac. 2:		e1:	0,010 g
Nº Serie	475308	Carg. Mín. :	0,020 g	d2:	g
Identific.	BAL-006			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	340,000 g	Classe II

TESTE DE PESAGEM			EXCENRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 100,000 g		
ANTES			Leitura canto A 100,000 g		
0,000 g	0,000 g	0,000 g	Leitura canto B 100,000 g		
0,020 g	0,020 g	0,000 g	Leitura canto C 100,000 g		
100,000 g	100,000 g	0,000 g	Leitura canto D 100,000 g		
150,000 g	150,000 g	0,000 g	Leitura canto E N/A		
250,000 g	250,000 g	0,000 g	Leitura canto F N/A		
340,000 g	340,000 g	0,000 g	TESTE DE MOBILIDADE em g		
250,000 g	250,000 g	0,000 g	Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após
150,000 g	150,000 g	0,000 g	sobrecarga	aplicada	sobrecarga
100,000 g	100,000 g	0,000 g	150,000	0,020	150,020
0,020 g	0,020 g	0,000 g	PROVA DE FIDELIDADE		
0,000 g	0,000 g	0,000 g	1 150,000 g	2	150,000 g
---	---	---	3 150,000 g	4	150,000 g
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
---	---	---	Equipamento conforme: SIM		
---	---	---	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.		
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,006% IT - 26 Rev. 02		
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:		
---	---	---	jogo de peso 23		
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
---	---	---			
			<b>Técnico:</b>	<b>Reg. IPEM</b>	
			vinicius gomes	10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.