


Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 08/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	008424
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / AROMAS DOCE
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	RADWAG	Capac. 1:	360,000 g	d1:	0,001 g
Modelo	PS-360	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	13639291	Carg. Mín. :	0,020 g	d2:	0,010 g
Identific.	PD-BAD12			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente		<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	360,000 g
					Classe II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE				
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:			100,000 g	
	ANTES		Leitura canto A	100,001 g	A B C D E F		
0,000 g	0,000 g	0,000 g	Leitura canto B	100,001 g	Indicador		
0,020 g	0,020 g	0,000 g	Leitura canto C	100,000 g			
50,000 g	50,000 g	0,000 g	Leitura canto D	99,999 g	Indicador		
180,000 g	180,000 g	0,000 g	Leitura canto E	N/A			
200,000 g	200,001 g	0,001 g	Leitura canto F	N/A			
360,000 g	360,002 g	0,002 g	TESTE DE MOBILIDADE em g			PORTARIA	
200,000 g	200,001 g	0,001 g	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga		
180,000 g	180,000 g	0,000 g	180,000	0,050	180,050	157/22 X	
50,000 g	50,000 g	0,000 g				63/44	
0,020 g	0,020 g	0,000 g	PROVA DE FIDELIDADE				
0,000 g	0,000 g	0,000 g	1 180,000 g	2 180,000 g			
---	---	---	3 180,000 g	4 180,000 g			
Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão							
Equipamento conforme: SIM							
Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.							
Incertezas expandida das leituras: ±0,006%						IT - 26 Rev. 02	
Padrões de trabalho utilizados:							
jogo de peso 23							
Técnico: VINICIUS GOMES							
Reg. IPEN 10002784							

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.