

Dados Cadastrais:				O.S:021281	Data: 12/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	008422
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / AROMAS SALGADOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	RADWAG	Capac. 1:	360,000 g	d1:	0,001 g
Modelo	PS-360	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	13639202	Carg. Mín. :	0,020 g	d2:	0,010 g
Identific.	PD-BAS08			e2:	--
Local de calibração:	<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	360,000 g	Classe II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		100,000 g	
	ANTES		Leitura canto A	100,001 g	A B C D E F	
0,000 g	0,000 g	0,000 g	Leitura canto B	100,001 g	Indicador	
0,020 g	0,020 g	0,000 g	Leitura canto C	100,000 g	A B C D	
50,000 g	50,000 g	0,000 g	Leitura canto D	99,999 g	Indicador	
180,000 g	180,001 g	0,001 g	Leitura canto E	N/A		
200,000 g	200,002 g	0,002 g	Leitura canto F	N/A		
360,000 g	360,006 g	0,006 g	TESTE DE MOBILIDADE em g			PORTARIA
200,000 g	200,001 g	0,001 g	Leitura sem a sobrecarga	Sobrecarga aplicada	Leitura após sobrecarga	157/22 X
180,000 g	180,001 g	0,001 g	180,000	0,050	180,050	63/44
50,000 g	50,000 g	0,000 g	PROVA DE FIDELIDADE			
0,020 g	0,020 g	0,000 g	1 180,000 g	2 180,000 g		
0,000 g	0,000 g	0,000 g	3 180,000 g	4 180,000 g		
	DEPOIS		Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
0,020 g	0,020 g	0,000 g	Equipamento conforme: SIM			
50,000 g	50,000 g	0,000 g	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-</i>			
180,000 g	180,000 g	0,000 g	<i>As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandida das balanças.</i>			
200,000 g	200,000 g	0,000 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%			IT - 26 Rev. 02
360,000 g	360,000 g	0,000 g	Padrões de trabalho utilizados:			
200,000 g	200,000 g	0,000 g	jogo de peso 23			
180,000 g	180,000 g	0,000 g				
50,000 g	50,000 g	0,000 g				
0,020 g	0,020 g	0,000 g				
0,000 g	0,000 g	0,000 g				
			Técnico:		Reg. IPEM	
			VINICIUS GOMES		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.