


Dados Cadastrais:				O.S:01281	Data: 14/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	000703
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / PLANTA CARNEOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	OHAUS	Capac. 1:	4100,00 g	d1:	0,01 g
Modelo	ARD 110	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	10170526	Carg. Mín. :	0,50 g	d2:	0,10 g
Identific.	PD-BCA 02			e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	4100,00 g
				Classe	II

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		1000,00 g	
			TESTE DE MOBILIDADE em g			
	ANTES		Leitura canto A	1000,01 g	A B C D E F	
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Leitura canto B	1000,00 g	Indicador	
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Leitura canto C	1000,00 g		
500,00 g	500,00 g	0,00 g	Leitura canto D	1000,00 g		
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g	Leitura canto E	N/A		
2050,00 g	2050,00 g	0,00 g	Leitura canto F	N/A		
4100,00 g	4100,00 g	0,00 g	PORTARIA			
2050,00 g	2050,00 g	0,00 g	Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após	
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g	sobrecarga	aplicada	sobrecarga	
500,00 g	500,00 g	0,00 g	2000,00	0,50	2000,50	
0,50 g	0,50 g	0,00 g	PROVA DE FIDELIDADE			
0,00 g	0,00 g	0,00 g	1	2000,00 g	2	
			3	2000,00 g	4	
---	---	---	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
---	---	---	Equipamento conforme: SIM			
---	---	---	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.</i>			
---	---	---	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%		IT - 26 Rev. 02	
---	---	---	Padrões de trabalho utilizados:			
---	---	---	jogo de peso 23			
---	---	---				
---	---	---				
---	---	---				
---	---	---				
---	---	---				
			Técnico:	Reg. IPEM		
			VINICIUS GOMES	10002784		

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.