

Dados Cadastrais:			O.S:021281	Data: 13/08/2024
Cliente:	DOREMUS		Patrimônio:	006997
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62		Local / Setor:	P&D / LACTEOS
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:
				54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	RADWAG	Capac. 1:	4500,00 g	d1:	0,01 g
Modelo	PS-4500	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	12606300	Carg. Mín. :	0,50 g	d2:	0,10 g
Identific.	PD-BLA02			e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Oficina interna		Ponto de trabalho:	4100,00 g
					Classe II

TESTE DE PESAGEM			EXCENRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma:		1000,00 g	
ANTES			Leitura canto A		1000,00 g	
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Leitura canto B		1000,00 g	
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Leitura canto C		1000,00 g	
500,00 g	500,00 g	0,00 g	Leitura canto D		999,99 g	
2000,00 g	2000,06 g	0,06 g	Leitura canto E		N/A	
2250,00 g	2250,09 g	0,09 g	Leitura canto F		N/A	
4500,00 g	4500,16 g	0,16 g	TESTE DE MOBILIDADE em g			
2250,00 g	2250,09 g	0,09 g	Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após	
2000,00 g	2000,06 g	0,06 g	sobrecarga	aplicada	sobrecarga	
500,00 g	500,00 g	0,00 g	2000,00	0,50	2000,50	
0,50 g	0,50 g	0,00 g	PROVA DE FIDELIDADE			
0,00 g	0,00 g	0,00 g	1	2000,00 g	2	
	DEPOIS		3	2000,00 g	4	
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Equipamento conforme: SIM			
500,00 g	500,00 g	0,00 g	Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% - As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas balanças.			
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%		IT - 26 Rev. 02	
2250,00 g	2250,00 g	0,00 g	Padrões de trabalho utilizados:			
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g	jogo de peso 23			
500,00 g	500,00 g	0,00 g				
0,50 g	0,50 g	0,00 g				
0,00 g	0,00 g	0,00 g				
			Técnico:		Reg. IPEM	
			VINICIUS GOMES		10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.