

Dados Cadastrais:				O.S:01281	Data: 09/08/2024
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	N/C
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / NUTRIENTES
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

Especificações do Equipamento:

Fabricante	OHAUS	Capac. 1:	4100,00 g	d1:	0,01 g
Modelo	ARD 110	Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	B332646839	Carg. Mín. :	0,50 g	d2:	0,10 g
Identific.	PD-BNT02			e2:	--
Local de calibração: <input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Oficina interna		Ponto de trabalho:	4100,00 g	Classe II	

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE		
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 1000,00 g		
	ANTES		Leitura canto A	1000,01 g	A B C D E F
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Leitura canto B	1000,00 g	<p>Indicador</p>
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Leitura canto C	1000,00 g	
500,00 g	500,00 g	0,00 g	Leitura canto D	999,99 g	
2000,00 g	1999,97 g	-0,03 g	Leitura canto E	N/A	
2050,00 g	2049,96 g	-0,04 g	Leitura canto F	N/A	
4100,00 g	4099,91 g	-0,09 g	TESTE DE MOBILIDADE em g		
			Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após
2050,00 g	2049,96 g	-0,04 g	sobrecarga	aplicada	sobrecarga
2000,00 g	1999,97 g	-0,03 g	2000,00	0,50	2000,50
500,00 g	500,00 g	0,00 g	PROVA DE FIDELIDADE		
0,50 g	0,50 g	0,00 g	1	2000,00 g	2
0,00 g	0,00 g	0,00 g	3	2000,00 g	4
	DEPOIS		Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão		
0,500 g	0,500 g	0,000 g	Equipamento conforme: SIM		
500,000 g	500,000 g	0,000 g	<i>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95% -</i>		
2000,000 g	2000,000 g	0,000 g	<i>As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.</i>		
2050,000 g	2050,000 g	0,000 g	Incertezas expandida das leituras: ±0,006%		IT - 26 Rev. 02
4100,000 g	4100,000 g	0,000 g	Padrões de trabalho utilizados:		
2050,000 g	2050,000 g	0,000 g	jogo de peso 23		
2000,000 g	2000,000 g	0,000 g			
500,000 g	500,000 g	0,000 g			
0,500 g	0,500 g	0,000 g			
0,000 g	0,000 g	0,000 g			
			Técnico:		Reg. IPEN
			VINICIUS GOMES		10002784

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.