


Dados Cadastrais:				<b>O.S:01281</b>	<b>Data: 09/08/2024</b>
Cliente:	DOREMUS			Patrimônio:	006182
Endereço:	RUA SANTA MARIA DO PARÁ,32/62			Local / Setor:	P&D / PANIFICAÇÃO
Cidade:	GUARULHOS	Estado:	SP	CNPJ:	54.289.830/0001-00

### Especificações do Equipamento:

Fabricante	TOLEDO/OHAUS		Capac. 1:	4100,00 g	d1:	0,01 g
Modelo	ARD 110		Capac. 2:		e1:	g
Nº Serie	10267343		Carg. Mín.:	0,50 g	d2:	0,10 g
Identific.	PD-BPA05				e2:	--
Local de calibração:		<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Oficina interna	Ponto de trabalho:	<b>4100,00 g</b>	<b>Classe II</b>

TESTE DE PESAGEM			EXCENTRICIDADE			
CARGA	LEITURA	ERRO	Centro da plataforma: 1000,00 g			
ANTES			Leitura canto A	1000,00 g		A   B   C   D   E   F
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Leitura canto B	1000,01 g		 <p>Indicador</p>
0,50 g	0,50 g	0,00 g	Leitura canto C	1000,02 g		
500,00 g	500,00 g	0,00 g	Leitura canto D	1000,00 g		
2000,00 g	2000,02 g	0,02 g	Leitura canto E	N/A		
2050,00 g	2050,04 g	0,04 g	Leitura canto F	N/A		
4100,00 g	4100,18 g	0,18 g	TESTE DE MOBILIDADE em g			
2050,00 g	2050,04 g	0,04 g	Leitura sem a	Sobrecarga	Leitura após	
2000,00 g	2000,02 g	0,02 g	sobrecarga	aplicada	sobrecarga	157/22 X
500,00 g	500,00 g	0,00 g	2000,00	0,50	2000,50	63/44
0,50 g	0,50 g	0,00 g	PROVA DE FIDELIDADE			
0,00 g	0,00 g	0,00 g	1 2000,00 g	2 2000,00 g		
	DEPOIS		3 2000,00 g	4 2000,00 g		
0,00 g	0,00 g	0,00 g	Método de calibração: Comparação direta com o peso padrão			
0,50 g	0,50 g	0,00 g	<b>Equipamento conforme: SIM</b>			
500,00 g	500,00 g	0,00 g	<small>Incerteza expandida baseada em uma incerteza combinada multiplicada por um fator da abrangência K=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%-</small>			
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g	<small>As influências das condições ambientais nas calibrações, estão atribuídas no cálculo da incerteza expandidas das balanças.</small>			
2050,00 g	2050,00 g	0,00 g	Incertezas expandida das leituras: $\pm 0,006\%$			IT - 26 Rev. 02
4100,00 g	4100,00 g	0,00 g	Padrões de trabalho utilizados:			
2050,00 g	2050,00 g	0,00 g	jogo de peso 23			
2000,00 g	2000,00 g	0,00 g				
500,00 g	500,00 g	0,00 g				
0,50 g	0,50 g	0,00 g				
0,00 g	0,00 g	0,00 g				
				<b>Técnico:</b>	<b>Reg. IPREM</b>	
				VINICIUS GOMES	10002784	

Este certificado se limita exclusivamente ao instrumento verificado. Não é permitida a reprodução (total ou parcial) deste documento, sem anuência, por escrito, da Marte.